

# Vitrex SteriHeel®

## Inzisionssystem zur nahezu schmerzfreien Entnahme von Fersenblut



### VORTEILE:

- **Benutzersicherheit** - Klinge vor und nach dem Gebrauch vollständig abgedeckt
- **Benutzerfreundlichkeit** - Vorgeladen, Aktivierung per Knopfdruck
- **Patientensicherheit** - Nur für den Einmalgebrauch bestimmt, nicht wiederverwendbar. Sterilisiert mittels Gammastrahlung
- **Patientenkomfort** - Ultrascharfe Klinge mit hochschneller Aktivierung und kontrollierter Penetrationstiefe gewährleistet minimales Trauma und schnelle Heilung.
- **Optimaler Blutdurchfluss** - Die kontrollierte Klängenbewegung optimiert den Blutdurchfluss

### Für Frühgeborene

Größe	Farbe	Art.-Nr.	Abmessungen	VE à [Stk.]
XS	Grün	335213	Tiefe: 0,65 mm Länge: 1,40 mm	50
S	Orange	334213	Tiefe: 0,85 mm Länge: 1,75 mm	50

Größe	Farbe	Art.-Nr.	Abmessungen	VE à [Stk.]
M	Gelb	333213	Tiefe: 1,00 mm Länge: 2,50 mm	50
L	Pink	332213	Tiefe: 1,14 mm Länge: 2,80 mm	50

### Für Neugeborene

Größe	Farbe	Art.-Nr.	Abmessungen	VE à [Stk.]
XL	Blau	331213	Tiefe: 2,00 mm Länge: 3,00 mm	50

### Für Kleinkinder

**KREIENBAUM Neoscience GmbH**

Heinrich-von-Stephan-Str. 9 | 40764 Langenfeld

Tel. +49 (0) 2173 39927-0 | Fax +49 (0) 2173 39927-23

www.kreienbaum-neo.de | info@kreienbaum-neo.de

Spezialisten vertrauen

**KREIENBAUM**  
NEOSCIENCE

# Vitrex Sterilance

## Einwandfreie Blutproben mittels Punktion

### Sterilance Press II

Aktivierung per  
Druckauslösung



Farbe	Art.-Nr.	Konfiguration	Einstichtiefe	VE à [Stk.]
Grün	393213	18G Klinge	1,8 mm	1.000
Türkis	399213	30G Nadel	1,8 mm	1.000
Lila	398213	28G Nadel	1,8 mm	1.000
Gelb	394213	26G Nadel	1,8 mm	1.000
Blau	397213	21G Nadel	1,8 mm	1.000
Orange	395213	21G Nadel	2,2 mm	1.000
Pink	396213	21G Nadel	2,8 mm	1.000

Farbe	Art.-Nr.	Konfiguration	Einstichtiefe	VE à [Stk.]
Grün	373213	18G Klinge	1,8 mm	1.000
Lila	374213	28G Nadel	1,8 mm	1.000
Gelb	375213	26G Nadel	1,8 mm	1.000
Blau	376213	26G Nadel	2,4 mm	1.000
Orange	377213	21G Nadel	1,8 mm	1.000
Pink	398213	21G Nadel	2,4mm	1.000

### Sterilance Lite III

Aktivierung mittels  
Knopfauslösung



#### VORTEILE:

- **Anwendersicherheit** - Die Nadel ist vor und nach der Anwendung komplett abgedeckt
- **Bedienkomfort** - Vorgespannt, durch Druck bzw. Knopf auslösend
- **Patientenkomfort** - Hochwertige, ultrascharfe und 3-fach angeschrägte Nadel oder 2-fach angeschrägte Klinge, hohe Einstichgeschwindigkeit

**KREIENBAUM Neoscience GmbH**

Heinrich-von-Stephan-Str. 9 | 40764 Langenfeld

Tel. +49 (0) 2173 39927-0 | Fax +49 (0) 2173 39927-23

www.kreienbaum-neo.de | info@kreienbaum-neo.de

REV2018-12-001

Spezialisten vertrauen

**KREIENBAUM**  
NEOSCIENCE