



Seal-Tight[®] Nässeschutz

Spezialisten vertrauen

KREIENBAUM
NEOSCIENCE

Brownmed™ Seal-Tight® Nässeschutz

- Zuverlässiger Schutz vor Nässe
- Für Gips, Verbände oder Bandagen
- Einfaches Anlegen und Entfernen durch patentierten Dichtring
- Wiederverwendbar


Seal-Tight® Original Erwachsene

Produkt	Art.-Nr.	Länge	Max. Umfang
Hand	20100	31 cm	41,0 cm
Arm kurz	20101	58 cm	41,0 cm
Arm lang	20102	101 cm	53,3 cm
Arm kurz, weit	20107	58 cm	53,3 cm
Bein kurz	20103	61 cm	53,3 cm
Bein lang	20104	107 cm	71,0 cm
Bein kurz, weit	20106	61 cm	71,0 cm
Fuss/-gelenk	20105	31 cm	53,3 cm

Seal-Tight® Original Kinder

Produkt	Art.-Nr.	Länge	Max. Umfang
Arm kurz	20200	31 cm	41,0 cm
Arm mittel	20201	48 cm	41,0 cm
Arm lang	20202	74 cm	53,3 cm
Bein kurz	20203	31 cm	41,0 cm
Bein mittel	20204	43 cm	53,3 cm
Bein lang	20205	81 cm	53,3 cm

Für Ellenbogen und Knie gibt es den speziellen **Seal-Tight® Protector** - fragen Sie uns, wir beraten Sie gerne!



Seal-Tight® Sport- genauso einfach anzulegen aber extrem widerstandsfähig. Daher erlaubt das Produkt zahlreiche Freizeitbadeaktivitäten bis hin zum Wassersport.

Seal-Tight® Sport Erwachsene

Produkt	Art.-Nr.	Länge	Max. Umfang
Arm kurz	20302	53 cm	25,4 cm
Arm lang	20321	84 cm	38,0 cm
Bein kurz	20322	58 cm	46,0 cm
Bein lang	20323	97 cm	61,0 cm

Seal-Tight® Sport Kinder

Produkt	Art.-Nr.	Länge	Max. Umfang
Arm	20363	53 cm	25,4 cm
Bein	20362	71 cm	38,0 cm



Seal-Tight® Shield Wasserabweisendes Einweg-Pflaster zur Abdeckung von Wunden, Stoma, Katheter etc. beim Duschen.

Auch in unserem Online-Shop erhältlich!