

Infrarot-Thermometer TRITEMP™

(Art.-Nr.: TR1)


KREIENBAUM
NEOSCIENCE

Das kontaktlose Infrarot Thermometer **TRITEMP™** der Firma TriMedika wurde speziell für den klinischen Einsatz entwickelt und ermöglicht eine **präzise und schnelle Messung der Körpertemperatur**.

- **Kostensparnis** dank Langlebigkeit (bis zu 40.000 Messungen) und Einsatz ohne Verbrauchsmaterial
- **Infektionsschutz** durch berührungslose Messung
- **Präzise Messung** mit einer Genauigkeit von 0,2 °C
- **Zeitsparend** dank schneller Messung in nur 1 Sekunde
- **Wartungsfrei** und **kalibrierfähig**
- **Batteriebetrieben**



Weitere Infos
und spannende
Videos finden Sie
auf unserer
Webseite!



Infrarot-Thermometer TRITEMP™

KREIENBAUM
NEOSCIENCE



ANWENDUNG

Für eine korrekte Messung das TRITEMP™ gerade auf die Stirn (nicht schräg) ausrichten und mit einem Abstand von ungefähr 3 – 5 cm (2 Finger breit) von der Haut.



KALIBRIERUNGSPRÜFER BLACKBODY

(Art.-Nr.: BB-TR1)

Speziell für das TRITEMP™ Infrarot-Thermometer entwickelt, ermöglicht der Kalibrierungsprüfer die selbstständige Überprüfung der Thermometer durch die Medizintechnik.



ZUBEHÖR FÜR EIN LANGES PRODUKTLEBEN

- Silikontasche zur Aufbewahrung (Art.-Nr.: PP-TR1)
- Sicherheitshalteschnur aus Kevlar (Art.-Nr.: ST-TR1)
- Wandbefestigung aus Edelstahl, auch für den Gerätewagen geeignet (Art.-Nr.: WM-TR1)

Vereinbaren
Sie jetzt eine
unverbindliche
Demostellung!