

# Lagerungshilfen für die entwicklungsfördernde Pflege



Anne Marie Louwerse ist erfahrene Krankenschwester auf der Neonatologie (NICU), Frühchenmutter und Gründerin von Benjamin Care. Ihre Vision ist den Haut-zu-Haut Kontakt bzw. das Känguruhen für Neugeborene zum Goldstandard zu machen – so haben alle Benjamin Care Produkte das Prinzip der Unzertrennlichkeit von Eltern und Kind ab dem Moment der Geburt gemeinsam. Auch im Fall von Frühgeburt oder Krankheit.



## Benjamin Kangaroo Sweater

(Art.-Nr.: BKS 002-000)

Der Benjamin Kangaroo Sweater ist ein spezielles Oberteil, welches sicheres und bequemes Känguruhen mit Frühgeborenen, Mangelgeborenen bzw. kranken Säuglingen ermöglicht.

Während das Kind warm und sicher im Kangaroo Sweater liegt, bietet dieses Eltern mehr Privatsphäre beim Haut-zu-Haut Kontakt.

## HugMee

(Art.-Nr.: BHM 003-000)

Das HugMee ist ein stützendes Stoffband, welches vor einem „familienorientierten“ Kaiserschnitt angelegt wird und einen

sicheren Haut-zu-Haut-Kontakt zwischen Mutter und Kind noch im OP ermöglicht. Dies hat positiven Einfluss auf die Sauerstoffsättigung, die Atmung, den Blutdruck und die Körpertemperatur des Säuglings.



## Benjamin Care Lagerungsset

Benjamin ComfyNest, Benjamin ComfyStar, Benjamin ComfyPillow und 2 Benjamin ComfyKiss (inkl. aller Bezüge)

### Benjamin ComfyNest:

Das spezielle Lagerungsnestchen bietet Früh- und Mangelgeborenen sowie kranken Säuglingen Unterstützung und Begrenzung. Eine richtige Lagerung hat auch einen positiven Effekt auf die Atmung, Schlafqualität und neurologische Entwicklung. Durch die Ausrichtung über die Mittellinie wird der Hand-Mund- und den Hand-Hand-Kontakt gefördert. Ohne Stress kann der Säugling im Benjamin ComfyNest auch gewogen, umgelagert, untersucht und transportiert werden.

### Benjamin ComfyStar:

Weicher, mit Granulat gefüllter Sack. Zur Unterstützung von Kopf, Nacken oder Hüfte. Kann auch unter bzw. gegen einen Arm oder Bein gelegt werden. Sehr kompakt, da zusammenfaltbar.

### Benjamin ComfyPillow:

Zur richtigen Positionierung des Kopfes u.a. bei Beatmung. Die regelmäßige Drehung des Kopfes ist wichtig, damit sich die physiologische Rundung des Kopfes gut entwickeln kann und einer bevorzugten Liegehaltung vorgebeugt wird.

### Benjamin ComfyKiss:

Schmusetuch, welches vorab von der Mutter oder dem Vater am Körper getragen wird. Der Geruch der Mutter hat eine stressmindernde Wirkung auf Säuglinge und spielt bei der Mutter-Kind-Bindung eine essentielle Rolle. Viele Säuglinge greifen gerne nach den Bändchen (statt nach Magensonden o.ä.).



## Benjamin Boundy

(Art.-Nr.: BB 004-000, VE à 2 Stk.)

Hilfsmittel zur variablen Lagerung sowie Unterstützung und Begrenzung von kranken Säuglingen z.B. mit geburtsbedingter Plexusparese, Hypotonien und Muskelerkrankungen sowie allgemein für Säuglinge die zu groß und zu kräftig für ein Nest sind, geeignet. Das Boundy ist für die Seiten-, Rücken- und Bauchlage geeignet.



## Benjamin Comfy Belly

(Größe S Art.-Nr.: CB 007-000-S, Größe L Art.-Nr.: CB 007-000-L)

Kissen zur Unterstützung der Bauchlage bei Früh- und Neugeborenen im Rahmen der entwicklungsfördernden Pflege.



## Einmal-Nestchen

Komplettes Einmal-Nestchen für die Lagerung von Früh- und Mangelgeborenen sowie kranken Neugeborenen. Die Lagerungsnestchen bieten Unterstützung und Begrenzung im Rahmen der entwicklungsfördernde Pflege.

Das komplette Nestchen ist ein Einmalprodukt.



Art.-Nr.	Beschreibung	VE
BCND-221-CN-S	Einmal-Nestchen, Größe S	25 Stk./Box
BCND-222-CN-L	Einmal-Nestchen, Größe L	25 Stk./Box
BCND-451-3IN-S	Einmal-Inlayer, Größe S (mit 3 Gewebsschichten)	25 Stk./Box
BCND-452-3IN-L	Einmal-Inlayer, Größe L (mit 3 Gewebsschichten)	25 Stk./Box

Zusätzlich kann ein Einmal-Inlayer, bestehend aus drei Gewebsschichten, in das Nestchen gelegt und bei Bedarf ausgetauscht werden.

### Einmalbezug für Lagerungsnestchen

Der spezielle Einmalbezug für Lagerungsnestchen bietet in Kombination mit einer wiederverwendbaren Rolle (mit Granulat gefüllt) Unterstützung und Begrenzung für Früh- und Magelgeborenen sowie kranken Neugeborenen.

Die Rolle ist auch Teil des ComfyNest, so dass diese entsprechend flexibel in einem waschbaren oder Einmalbezug genutzt werden kann.

Zusätzlich kann auch hier ein Einmal-Inlayer in das Nestchen gelegt werden.

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
BCND 111 SC-S	Einmal-Bezug, Größe S	25 Stk./Box
BCND 112 SC-L	Einmal-Bezug, Größe L	25 Stk./Box
BCN 001-001-IN-S	Rolle, Größe S	1 Stk.
BCN 001-001-IN-L	Rolle, Größe L	1 Stk.



Passend  
dazu: Gelkissen,  
in vier praktischen  
Größen mit Einweg-  
oder waschbarem  
Bezug



### Kangaroo Top

(Größe S Art.-Nr.: KT 008-001-S, Größe M Art.-Nr.: KT 008-002-M, Größe L Art.-Nr.: KT 008-003-L)

Flexibles Top für bequemes und sicheres Känguruhen mit Neugeborenen. Auch für Zwillinge und kranke Babys geeignet.

### Inkubatorabdeckung



(Art.-Nr.: BIC 006-000)

Die flexibel anpassbare Inkubator Abdeckung wurde entwickelt, um im Rahmen der entwicklungsfördernden Pflege ein Neugeborenes licht- und geräuschreduziert im Inkubator zu versorgen. Trotz der Abdeckung haben das Personal und die Eltern einen schnellen Zugriff. Die obere Öffnung kann für Phototherapie Lampen genutzt werden.

Das Produkt ist in einer Einheitsgröße erhältlich, individuelle Bestückungen sind möglich. Die Inkubatorabdeckung ist kein Medizinprodukt.

**Einzigartig für alle Benjamin Care Produkte: Bezüge waschbar bei bis zu 90 °C, Innenteile desinfizierbar.**





Der elektrisch verstellbare Stillstuhl für Neonatologie und Entbindungsstation ermöglicht es Eltern komfortabel über einen längeren Zeitraum bei ihrem Kind zu sitzen oder zu liegen. Somit wird der wichtige Hautkontakt als entscheidender Faktor für die Entwicklung des Säuglings gefördert. Gleichzeitig wird die Arbeitsumgebung für Mitarbeiter verbessert. So kann das Personal in idealer Arbeitshöhe die nötigen Behandlungen durchführen, während das Kind bei den Eltern liegt, um den Stress für das Kind so gering wie möglich zu halten.

Auch in vielen weiteren Sonderfarben erhältlich! Sprechen Sie uns an!



## Eigenschaften:

- Elektrische Sitzverstellung
- Heimeliges Design
- Bequem, breite Sitzfläche
- Ideale Arbeitshöhe für das Personal, nahe am Patienten (durch Höhenverstellung und Armlehnen unter Sitzhöhe)
- Benutzerfreundliche Anpassungen (Kopfstütze, Armlehnen)
- Aufstehhilfe
- Einfach zu reinigen (versiegelte Nahtflächen)
- Desinfizierbar mit handelsüblichen Desinfektionsmitteln auf Ethanol- oder Chlorbasis
- Zentralbremse für Rollen hinten
- Besonders einfach zu schieben
- Sehr hohe Abriebfestigkeit der Polsterung
- Netzunabhängiger Akkubetrieb (optional)
- Bremsbare Vorderrollen (optional)



Optimale Arbeitshöhe



Aufstehhilfe



Trendelenburg-Position

Ausführung	Art.-Nr.	Beschreibung
<b>Stillstuhl Basic</b>	87212	Basis-Version mit optionalem Zubehör: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bremsbare Vorderrollen (Art.-Nr.: 940057)</li> <li>• Integrierter Akku (Art.-Nr.: 940101)</li> </ul>
<b>Stillstuhl Premium</b>	87213	Premium-Version mit folgendem Zubehör: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bremsbare Vorderrollen</li> <li>• Integrierter Akku</li> </ul> <b>+ Zusätzliche Funktion: Trendelenburg Lagerung</b>