

LP — 20

HYGIENE

AUSTRIA

Bunte Hygiene-Schutz Maske für Kinder, 3-lagig, zertifiziert

1. Hohe Atmungsaktivität aufgrund hochwertiger Vliesmaterialien
2. Guter Tragekomfort mittels kleinerer Größe (145x95 mm) und runder Gummibänder
3. Made in Austria
4. Erhältlich in 10 Farben



1. Reinige Deine Hände mit Seife und Wasser oder Desinfektionsmittel.



2. Lege um jedes Ohr eine Schlaufe der Maske.



3. Drücke das Metallstück in der Maske über Deine Nase.



4. Ziehe das obere und untere Ende der Maske über Nase und Kinn.



5. Vermeide das Berühren der Maske, während Du sie trägst.

Spezifikationen Maske

Marke	Hygiene Austria LP GmbH
Name	Hygiene-Schutz Maske
Menge / Verpackungseinheit	Packungen zu je 10 Stk., 50 Stk.
Art	Hygiene-Schutz Maske speziell für Kinder
Farbe	10 Farben zur Auswahl 
Gebrauchshinweise und Haltbarkeit	<ul style="list-style-type: none">- Mindesthaltbarkeit: 5 Jahre- Bei Durchfeuchtung ist die Maske abzusetzen und zu wechseln- Verwendungsdauer: 2-5 Stunden- Die Masken sind für Kinder ab 6 Jahren geeignet
Lagerbedingungen	Nicht unter 0°C oder über 40°C und an einem trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung lagern
Größe Maske	145 x 95 mm Geringe Größenabweichungen möglich
Gewicht (pro Maske)	ca. 6,21 g
Zertifizierung	OE zertifizierte Produktionsmaschinen OEKO-TEX® Standard 100 Zertifikat #VN020 168438 OETI
Produkt Spezifikationen	<ul style="list-style-type: none">- Verwendung eines 3-lagigen Vlieses: 2 Außenlagen aus Spunbond Vlies und Innenlage aus Melt-Blown Vlies, Polypropylen- 8 cm gummiummantelter, extra starker und flexibler Nasenbügel- Gewicht gemäß ISO 12127

Spezifikationen Überkarton

Größe	580 x 310 x 400 mm
Menge	36 Einheiten à 50 Stk
Material	Wellpappe