

Milch-Abpumpsets

Einmal-Sets



Sanftes, effektives und hygienisches Abpumpen dank Milch-Abpumpsets von Beldico. Einzeln und steril verpackt sind sie sofort einsatzbereit.

Das Set besteht aus:

- Brusttrichter, für alle Brusttypen geeignet, in verschiedenen Größen erhältlich
- Babyflasche, 50 oder 130 ml
- Verbindungsschlauch, 1 m lang (kommt nicht in Kontakt mit der Milch)

Das Set ist durch einen universellen Konnektor an alle gängigen Milchpumpen anschließbar, kann aber auch mit manuellen Pumpen oder Fingerspitzen Kontrolle genutzt werden.

STERIL

CE

Abpumpsets inklusive Membran

Größe	Art.-Nr.	Beschreibung	VE
S	HPF13086	Einmal-Pumpset, 22 mm mit 50 ml Babyflasche	60 Stück
M	HPF13123	Einmal-Pumpset, 24 mm mit 50 ml Babyflasche	60 Stück
L	HPF13126	Einmal-Pumpset, 27 mm mit 50 ml Babyflasche	60 Stück
S	HPF13087	Einmal-Pumpset, 22 mm mit 130 ml Babyflasche	60 Stück
M	HPF13122	Einmal-Pumpset, 24 mm mit 130 ml Babyflasche	60 Stück
L	HPF13125	Einmal-Pumpset, 27 mm mit 130 ml Babyflasche	60 Stück
XL	HPF13128	Einmal-Pumpset, 30 mm mit 130 ml Babyflasche	60 Stück

Die Membran ist auch separat erhältlich (Art.-Nr.: HPF7094, VE à 25 Stk., einzeln verpackt). Sie kann mutterbezogen mehrfach verwendet werden.



Wahlweise auch ohne Membran

Milch-Abpumpsets

1-Tages-Pumpsets

Die Sets können bis zu 8 mal innerhalb von 24 h verwendet werden.

24 Stunden-Pumpsets mit Membran

Größe	Art.-Nr.	Beschreibung	VE
S	HPF13153	24h-Pumpset, 22 mm	60 Stück
M	HPF13124	24h-Pumpset, 24 mm	60 Stück
L	HPF13127	24h-Pumpset, 27 mm	60 Stück
XL	HPF13130	24h-Pumpset, 30 mm	60 Stück

Jedem Set liegen folgende Komponenten bei:

Schlauch



Membran



Trichter



Durchmesser 24 mm

Beispiel: Größe M