

# Infrarot-Thermometer TRITEMP™

(Art.-Nr.: TR1)


**KREIENBAUM**  
NEOSCIENCE

Das kontaktlose Infrarot Thermometer **TRITEMP™** der Firma TriMedika wurde speziell für den klinischen Einsatz entwickelt und ermöglicht eine **präzise und schnelle Messung der Körpertemperatur**.

- **Kostensparnis** dank Langlebigkeit (bis zu 40.000 Messungen) und Einsatz ohne Verbrauchsmaterial
- **Infektionsschutz** durch berührungslose Messung
- **Präzise Messung** mit einer Genauigkeit von 0,2 °C
- **Zeitsparend** dank schneller Messung in nur 1 Sekunde
- **Wartungsfrei** und **MTK vor Ort möglich**
- **Batteriebetrieben**



Weitere Infos  
und spannende  
Videos finden Sie  
auf unserer  
Webseite!



# Infrarot-Thermometer TRITEMP™

**KREIENBAUM**  
NEOSCIENCE



## ANWENDUNG

Für eine korrekte Messung das TRITEMP™ gerade auf die Stirn (nicht schräg) ausrichten und mit einem Abstand von ungefähr 3 – 5 cm (2 Finger breit) von der Haut.



## KALIBRIERUNGSPRÜFER BLACKBODY

(Art.-Nr.: BB-TR1)

Speziell für das TRITEMP™ Infrarot-Thermometer entwickelt, ermöglicht der Kalibrierungsprüfer die selbstständige Überprüfung der Thermometer durch die Medizintechnik.



## ZUBEHÖR FÜR EIN LANGES PRODUKTLEBEN

- Silikontasche zur Aufbewahrung (Art.-Nr.: PP-TR1)
- Sicherheitshalteschnur aus Kevlar (Art.-Nr.: ST-TR1)
- Wandbefestigung aus Edelstahl, auch für den Gerätewagen geeignet (Art.-Nr.: WM-TR1)

Vereinbaren  
Sie jetzt eine  
unverbindliche  
Demonstration!