

Stillstuhl

Für die Neonatologie und Entbindungsstation

Der elektrisch verstellbare Stillstuhl für Neonatologie und Entbindungsstation ermöglicht es Eltern komfortabel über einen längeren Zeitraum bei ihrem Kind zu sitzen oder zu liegen. Somit wird der wichtige Hautkontakt als entscheidender Faktor für die Entwicklung des Säuglings gefördert. Gleichzeitig wird die Arbeitsumgebung für Mitarbeiter verbessert. So kann das Personal in idealer Arbeitshöhe die nötigen Behandlungen durchführen, während das Kind bei den Eltern liegt, um den Stress für das Kind so gering wie möglich zu halten.



Fernbedienung



Aufstehhilfe

Ermöglicht es den Eltern, sich mit dem Kind hinzusetzen und aufzustehen, ohne einen Mitarbeiter rufen zu müssen.

Elektrische Höhenverstellung

Ermöglicht es Kind und Eltern, von Mitarbeitern auf die ideale Arbeitshöhe eingestellt zu werden.

Armstützen

Können bis unterhalb der Sitzfläche verschoben werden, wodurch das Pflegepersonal ganz nah am Kind arbeiten kann.

Individuelle elektrische Einstellung

Für Rückenlehne und Fußstütze, bietet Komfort und Abwechslung.

Zentralbremse an den Hinterrädern

Kann einfach festgestellt/gelöst werden, damit der Stuhl bewegt und gebremst werden kann.

Standard-Farben

» Weitere Sonderfarben erhältlich!

(Aufpreis je nach Menge)



24784

58290

00110

46508

87241

44184

z.B.

53593	72133	00800
65066	48013	47124



TIPP:
 Mit dem Kabel- und Schlauchorganisierer NeoGrip® können Sie alle Kabel, Zuleitungen und Schläuche, die beim Känguruhen stören, fixieren!



Eigenschaften:

- Elektrische Sitzverstellung
- Heimeliges Design
- Bequem, breite Sitzfläche
- Ideale Arbeitshöhe für das Personal, nahe am Patienten (durch Höhenverstellung und Armlehnen unter Sitzhöhe)
- Benutzerfreundliche Anpassungen (Kopfstütze, Armlehnen)
- Aufstehhilfe
- Einfach zu reinigen (versiegelte Nahtflächen)
- Desinfizierbar mit handelsüblichen Desinfektionsmitteln auf Ethanol oder Chlorbasis
- Zentralbremse für Rollen hinten
- Besonders einfach zu schieben
- Sehr hohe Abriebfestigkeit der Polsterung
- Netzunabhängiger Akkubetrieb (optional)
- Bremsbare Vorderrollen (optional)



Optimale Arbeitshöhe



Aufstehhilfe



Trendelenburg-Position

Ausführung	Art.-Nr.	Beschreibung
Stillstuhl Basic	87212	Basis-Version mit optionalem Zubehör: • Bremsbare Vorderrollen (Art.-Nr.: 940057) • Integrierter Akku (Art.-Nr.: 940101)
Stillstuhl Premium	87213	Premium-Version mit folgendem Zubehör: • Bremsbare Vorderrollen • Integrierter Akku + Zusätzliche Funktion: Trendelenburg Lagerung