


EKG Elektroden für die Pädiatrie

Vorverkabelte Elektroden




Standard Elektrode mit Silberchlorid (AgCl) Sensor
Art.-Nr.: BBOVNS60

- **Sehr dünn, weich und flexibel (auch die Kabel)**
- **Passt sich perfekt der Morphologie des Patienten an**
- **Für kurzzeitige Verwendung**
- **150 Stk. = 50 Sets pro Beutel**

Anschluss 1,5 mm
Kabellänge 50 cm



Kinder bis ca. 12 kg



Röntgendurchlässige Elektrode mit Carbon (C) Sensor
Art.-Nr.: BBTRBBNS

- **Hervorragende Ableitung**
- **Hohe Klebekraft**
- **Vollständig röntgendurchlässig durch carbonummanteltes Kabel**
- **150 Stk. = 50 Sets pro Beutel**


Anschluss 1,5 mm
Kabellänge 50 cm



Kinder bis ca. 12 kg

EKG Elektroden für die Pädiatrie

Knopfelektroden



30 mm

30 mm

EK-S 36 P

- Für Ruheuntersuchung, Diagnostik und Überwachung
- 50 Stk. pro Beutel



LIQUID GEL



Kinder bis ca. 12 kg



35 mm

37 mm

EK-S 37 P RTG

- Für Ruheuntersuchung, Diagnostik und Überwachung
- 50 Stk. pro Beutel



X-RAY



LIQUID GEL



Kinder bis ca. 12 kg

Hinweis:

Dies ist nur eine Auswahl der verfügbaren EKG Elektroden.

Weitere Formen und Größen sind auf Anfrage erhältlich!