



Produktkatalog

Patientenlagerungs- und Transferhilfen

Spezialisten vertrauen

KREIENBAUM
NEOSCIENCE

Inhalt



3 _____ Banana Board



5 _____ Lateral Board



7 _____ Transfer Sheet



9 _____ Banana Versal System



11 _____ Intoprone



13 _____ Lo-Raiser




15 _____ Zubehör

Banana Board

Das innovative Rutschbrett wurde speziell für den Patiententransfer im Sitzen entwickelt. Das Banana Board ist leicht und handlich.

Zusätzlich hat es noch folgende Vorteile:

- **Gummiplatten für mehr Sicherheit beim Transfer [1]**
- **Tragegriff für eine einfache Handhabung [2]**
- **Abgerundete Kanten für ein geringes Verletzungsrisiko [3]**
- **Robust durch patentierte Gussfertigung**
- **Aus Antihafmaterial gefertigt**



Die gebogene Form ermöglicht einen seitlichen und geraden Patiententransfer. Typische Anwendungen sind der Transfer vom Bett zum Rollstuhl, vom Rollstuhl zum Stuhl oder vom Rollstuhl zur Toilette.



Banana Board Prime

Das **Banana Board Q2** hat eine außergewöhnlich hohe Tragfähigkeit von bis zu 285 kg. Das patentierte, universelle Design ist ideal für den Einsatz bei Erwachsenen und adipösen Patienten. Das Transferbrett kann für einen reibungslosen Seite-an-Seite oder geraden Transfer benutzt werden. Typische Anwendungen sind der Transfer vom Bett zum Rollstuhl, vom Rollstuhl zum Stuhl oder vom Rollstuhl zur Toilette.

Produkt	Artikelnummer	Größe	Produktgewicht	Transfergewicht	Farbe	VE
Banana Board Prime	BB-PRIME	62 x 26 cm	0,9 kg	bis zu 200 kg	gelb	1 Stk.
Banana Board Q2	Q2Board-Q2S	75 x 33,8 cm	1,6 kg	bis zu 285 kg	blau	1 Stk.



BIS ZU 285 KG
TRAGKRAFT

Banana Board Q2

Lateral Board

Das Lateral Board ist ein Transferbrett mit einzigartigem Design zur Umlagerung von Patienten. Das Produkt gibt es in einer starren oder faltbaren Variante sowie in verschiedenen Größen. Somit ist das Transferbrett universell einsetzbar.

Weitere wichtige Eigenschaften des Lateral Boards sind:

- **Aus hochfestem Polypropylen gefertigt – für maximale Strapazierfähigkeit**
- **Einfach zu reinigen**
- **Leicht und mit ergonomisch positionierten Haltegriffen versehen – für einfache Beweglichkeit**
- **Mit Antirutschstreifen – verringert das Risiko eines ungewollten Rutschens während des Transfers**
- **Glatte Oberfläche mit geringer Reibung – für einen sicheren und vereinfachten Patiententransfer**



Lateral Board, faltbar

Ausführungen:

Die **starre Ausführung** des Lateral Boards eignet sich für den Patiententransfer in Rückenlage und ist mit acht Haltegriffen versehen. Die **aufklappbare Variante** kann hingegen auch für den Patiententransfer in einer halb-aufrechten Position genutzt werden, wenn der Patient z.B. unter Atemschwierigkeiten leidet. Der Faltmechanismus führt auch zu einem minimalen Platzverbrauch bei der Lagerung. Das faltbare Lateral Board ist mit sechs Haltegriffen versehen.

Produkt	Artikelnummer	Größe	VE
Lateral Board, faltbar	QP-059150-F	59 x 150 cm	1 Stk.
Lateral Board, faltbar	QP-074150-F	74 x 150 cm	1 Stk.
Lateral Board, faltbar	QP-059180-F	59 x 180 cm	1 Stk.
Lateral Board, faltbar	QP-074180-F	74 x 180 cm	1 Stk.
Lateral Board, starr	QP-059150-R	59 x 150 cm	1 Stk.
Lateral Board, starr	QP-074150-R	74 x 150 cm	1 Stk.
Lateral Board, starr	QP-059180-R	59 x 180 cm	1 Stk.
Lateral Board, starr	QP-074180-R	74 x 180 cm	1 Stk.

Eine echte Alternative zu Rollboards

- **Komfortabel**
- **Kein Überzug/Cover nötig**
- **Einfach zu desinfizieren**

Gut kombinierbar mit:

- **Transfer Sheet** (siehe S. 10)



- **Transfer Handle** (siehe S. 20)



Lateral Board, starr

Transfer Sheet

Das einzigartige Design mit Haltegriffen macht das Transfer Sheet für einen kontrollierten und sicheren Patiententransfer unerlässlich. Die Transferhilfe ist aus einem speziellen, robusten Polypropylen Vliesstoff gefertigt und hat daher eine Tragkraft von bis zu 500 kg – auch im nassen Zustand.

- **Leicht und einfach zu handhaben**
- **Mit sechs ergonomisch positionierten Haltegriffen pro Seite**
- **Gleichmäßige Verteilung des Patientengewichts**
- **Stark gleitfähige Ränder für vereinfachten Transfer**
- **Feuchtigkeitsabweisend**
- **Universell einsetzbar**
- **Einzelverpackt für den patientenbezogenen Einmalgebrauch**

Gut kombinierbar mit:

- **Transfer Handle** (siehe S. 20)



- **Lateral Board** (siehe S. 8)



BIS ZU 500 KG
TRAGKRAFT



Produkt	Artikelnummer	Größe	VE
Transfer Sheet mit Haltegriffen small	NWF085190H	85 x 190 cm	25 Stk.
Transfer Sheet mit Haltegriffen medium	NWF110190H	110 x 190 cm	25 Stk.

Banana Versal System

Das Banana Versal ist ein Gleittuch der neuesten Generation für rücken- und schulterschonendes Arbeiten während der einfachen und sicheren Neupositionierung von Patienten. Das patentierte Design ermöglicht eine Bewegung in **alle Richtungen** (vertikal, horizontal und diagonal) **mit nur einem Gleittuch**.

Das Banana Versal wird ganz einfach unter dem Patienten positioniert. Es ist aufgrund seiner Maße auch für große Menschen geeignet.

Vorteile:

- **Reduziertes Dekubitus Risiko, Vermeidung von Muskel- und Skelettverletzungen**
- **Hoher Patientenkomfort durch enormen Reibungsverlust**
- **Reduzierung der benötigten Kraft bei der Umpositionierung**
- **Verringertes Verletzungsrisiko des Patienten und der Pflegekraft**
- **Rückenschonend für Pflegekräfte**



Symbol Kopfende

Symbol Fußende

Schlitze und Versatz
für multidirektionale
Bewegung

Material & Verpackung:

- Polyester Taft – beidseitig silikonbeschichtet
- 100 % biologisch abbaubare Kunststofftüte

Produkt	Artikelnummer	Größe	VE
Versal Gleittuch, single patient use (SPU), einzeln verpackt	B-Redi100200-FT	100 x 230 cm	50 Stk.
Versal Gleittuch, waschbar , einzeln verpackt	B-Redi100200-W	100 x 230 cm	50 Stk.
Versal Gleittuch, single patient use (SPU), atmungsaktiv und einzeln verpackt	B-VERSAL-SPUH	100 x 230 cm	50 Stk.
Versal Gleittuch, atmungsaktiv und waschbar , einzeln verpackt	B-VERSAL-WH	100 x 230 cm	50 Stk.



Intoprone – Transfer in die Bauchlage



Einzigartige Transferhilfe, mit der Patienten im OP komfortabel und würdevoll in die Bauchposition gebracht werden können.

Durch das spezielle Design behält das Personal bei dem kompletten Ablauf die Kontrolle. Somit ist die Sicherheit für den Patienten, aber auch für das Personal erhöht.

Intoprone bietet noch weitere Vorteile:


- **Einteiliges Hilfsmittel – einfach anzubringen und zu entfernen**
- **Optimale Gewichtsbelastung und -verteilung bei der Umpositionierung**
- **Zeitsparend für das Personal**
- **Verringertes Verletzungsrisiko und hoher Patientenkomfort**



Orbit

Set aus Intoprone (**Umpositionierung von der Rücken- in die Bauchlage**) und Outofprone (**Umpositionierung von der Bauch- in die Rückenlage**)

Aussparungen im Kopfbereich [1] geben bei der Umlagerung zurück auf den Rücken genügend Sicht auf die Atemwege. Weitere Ausschnitte [2] verhindern eine Stoffbündelung und eine Kompression des Brustkorbs.



Artikel	Artikelnummer	Produktbeschreibung	Größe	VE
Intoprone	IP090195PRN	Transferhilfe für die Bauchposition, einzeln verpackt	90 x 190 cm	25 Stk.
Orbit	B-orbit	Transferhilfe für die Bauchposition und zurück, inkl. Slide Sheet	90 x 190 cm (Intoprone) 90 x 169 cm (Outofprone)	25 Stk.



Lo-Raiser



Der Lo-Raiser ist eine innovative, wiederverwendbare Hebevorrichtung, um Patienten mit verbliebener Mobilität in den unteren Extremitäten manuell zu heben. Das Hilfsmittel hilft gestürzte Patienten in einen Stuhl zu heben, in den Stand zu bringen oder in einen Rollstuhl zu transferieren.


Der Lo-Raiser ist eine günstige Alternative zum Lift.

Vereinfachte und sichere Lösung für die Anhebung von Patienten in allen Situationen:

- Unterstützung von Patienten, die gefallen sind
- Beförderung von Patienten aus der Rückenlage in eine sitzende Position
- Erhöhte Patientensicherheit und Vermeidung von z.B. Hämatomen

Produkt	Artikelnummer	Transfergewicht	VE
Lo-Raiser	B-Lo-Raiser	bis zu 100 kg	1 Stk.





Zubehör

Transfer Handle

Der Transfer Handle ist aus hochfestem Polypropylen gefertigt und wurde dafür entwickelt, das Pflegepersonal vor einer Überstreckung beim lateralen Patiententransfer zu schützen.



Produkt	Artikelnummer	VE
Transfergriff, einzeln [1]	Wyplene-S	1 Stk.
Transfergriff, doppelt [2]	Wyplene-D	1 Stk.



- Beseitigt die Notwendigkeit des Überstreckens und reduziert somit das Verletzungsrisiko
- Einfach zu reinigen
- Als einzelnes [1] oder doppeltes [2] Format erhältlich

Handling Belt



Der gepolsterte Transfergürtel unterstützt das Pflegepersonal beim Patiententransfer aus einer sitzenden Position in eine stehende Haltung.

Produkt	Artikelnummer	Größe	VE
Transfer Gürtel	EZ-900	107 x 15 cm	1 Stk.
Transfer Gürtel	EZ-910	130 x 15 cm	1 Stk.

- Gepolsterter Gurt für höheren Patientenkomfort
- Mit vier vertikalen und drei horizontalen bequemen Griffen für die Pflegekräfte
- Innen mit Anti-Rutsch Material ausgekleidet
- Mit schnell lösbarer Schnalle
- Anpassbare Weite
- Kann auch als Sicherheitsgurt für den Rollstuhl genutzt werden, um einem Herausfallen vorzubeugen
- Maschinenwaschbar bis 70 °C



**Entdecken Sie
die Produktvielfalt
von KREIENBAUM
in unseren weiteren
Katalogen!**

KREIENBAUM
NEOSCIENCE

KREIENBAUM Neoscience GmbH
Robert-Koch-Straße 9
40764 Langenfeld
Tel.: +49 (0) 2173 39927-0
Fax: +49 (0) 2173 39927-23
E-Mail: info@kreienbaum-neo.de

KAT-BAN0723

www.kreienbaum-neo.de

Technische Änderungen vorbehalten.