



Ernährungspumpe EP-60C

Spezialisten vertrauen

KREIENBAUM
NEOSCIENCE

Die Ernährungspumpe wurde entwickelt, um den Prozess der enteralen Ernährung zu verbessern. Dieses hochmoderne Gerät kombiniert modernste Technik und Technologie mit Patientensicherheit, Benutzerfreundlichkeit und allgemeiner Sicherheit sowohl für das Pflegepersonal als auch für die Patienten.



Intuitiver 4-Zoll-Touchscreen: Dank der benutzerfreundlichen Oberfläche können Pflegekräfte mühelos die Nahrungszufuhr programmieren, überwachen und so eine präzise und effiziente Verabreichung gewährleisten. Mit integrierten Lehrvideos ist auch eine Anwendung für neue Mitarbeiter problemlos möglich.



Automatische Anti-Okklusion: Diese Funktion hilft, Verstopfungen im System zu verhindern (auch zwischen den Verabreichungen) und sorgt so für eine kontinuierliche und unterbrechungsfreie Ernährungs- oder Medikamentenabgabe.



Robustes Gehäuse: Die Pumpe ist mit einem robusten und langlebigen Gehäuse ausgestattet und bietet höchste Zuverlässigkeit.

Technische Spezifikation

Größe	14,75 cm (L) x 10,5 cm (B) x 16,5 cm (H)
Gewicht	1,2 kg (inkl. Batterie, ohne Klemme und Wärmeeinheit)
Ernährungsmodus	Kontinuierlicher und intermittierender Modus
Ernährungsrate	1-1.200 ml/h
Volumen	0-9.999 ml
Genauigkeit	±5%
Batterie	Laufzeit 22 h, Aufladezeit 4 h
Heiztemperatur	32-50 °C
Schnittstellen	RJ 45, USB2.0, USB3.0, RS 485, WLAN



Optionale Wärmeeinheit (Art.-Nr.: 765): Sorgt dafür, dass die abgegebene Nahrung eine sichere und angemessene Temperatur erhält und trägt so zu einem verbesserten Patienten-erlebnis bei.



Überleitsets

Art.-Nr.	Abbildung	Beschreibung	VE
E114E0215		Enterales Überleitset mit 1500 ml Beutel, ENFit Konnektor und ENFit Zuspritzport, Länge 260 cm.	30 Stk.
E112E02		Enterales Überleitset mit ENPlus Spike, ENFit Konnektor und ENFit Zuspritzport, Länge 260 cm.	30 Stk.
E113E02		Enterales Überleitset mit Universal Flaschenadapter, ENFit Konnektor und ENFit Zuspritzport, Länge 260 cm.	30 Stk.
E116E0212		Enterales Überleitset mit zwei Beutel á 1200 ml, ENFit Konnektor und ENFit Zuspritzport, Länge 260 cm.	30 Stk.