

Spezialisten vertrauen


**KREIENBAUM**  
NEOSCIENCE

# ENFit<sup>®</sup> Sonde zum Zufüttern an der Brust




# ENFit® Sonde zum Zufüttern an der Brust

Die Sonde wurde entwickelt, um das Saugenverhalten des Babys und den Stillvorgang zu trainieren. Das Produkt kann genutzt werden, um die Milchproduktion der Mutter zu stimulieren und um den Haut-zu-Haut Kontakt zwischen Mutter und Baby zu fördern. Die Sonde kann mit abgepumpter Milch, angereicherter Humanmilch oder Formula-Milch genutzt werden.



## Anwendung des Fixierpflasters



## Produkteigenschaften

- Offene, atraumatische und abgerundete distale Spitze für einen idealen Durchfluss
- Vielseitig - ENFit® Konnektor ermöglicht das Verbinden mit enteralen Spritzen, Verlängerungssets, Pumpen o.ä.
- Aus weichem PUR für mehr Komfort und Sicherheit
- Durchsichtiges Pflaster zur einfachen Fixierung an der Brust

**5Fr x 40cm**

25 Stück/Box

Artikelnummer:

**NNS05.40**