



Nasenschutz CPAPNose

KREIENBAUM
NEOSCIENCE

Nasenschutz CPAPNose by KREIENBAUM

Optimaler Schutz für Haut, Nase und Oberlippe während der CPAP-Beatmung von Früh- und Neugeborenen sowie Säuglingen

Die speziell entwickelte CPAPNose ist ein Nasenpflaster mit gleichzeitiger Oberlippenbedeckung, welches ein Schutzpolster zwischen der CPAP Maske und der Haut des kleinen Patienten bildet. Zusätzlich wird die Auflagefläche der Maske vergrößert, so dass CPAPNose Irritationen und Druckstellen während der CPAP Beatmung verhindert.

Selbsthaftend durch Hydrokolloid

CPAPNose ist direkt nach dem Anwärmen (z.B. zwischen den Handflächen) auf trockener Haut anwendbar und besonders hautschonend.

Hygienisch

Unter Reinraumbedingungen hergestellt und einzeln verpackt, Medizin-Produkt Klasse I




Lange Anwendungsdauer

Es wird empfohlen CPAPNose alle 3 Tage zu wechseln (die max. Nutzungsdauer sollte 5 Tage nicht überschreiten).

Biologische Test

Das Hydrokolloid, welches direkten Kontakt mit dem Patienten hat, ist nicht-toxisch, irritiert die Haut nicht und führt zu keiner Sensibilisierung dieser.

Art.-Nr.	Bezeichnung	VE
KRE.0164S	CPAPNose (small)	20 Stück
KRE.0165L	CPAPNose (large)	20 Stück



Produktidee aus der Praxis!