

Für eine simultane Überwachung von Körperkerntemperatur und Harnableitung



FOLEY-KATHETER
mit Temperatursensor


FOLEY-KATHETER mit Temperatursensor zur Anästhesieüberwachung

Der Medovis Foley-Katheter verfügt über einen Sensor, der gleichzeitig zur Harnableitung die Körperkerntemperatur des Patienten während und nach einer Operation kontinuierlich überwacht.

Die hohe Materialqualität und das spezielle Produktdesign gewährleisten eine sichere und einfache Anwendung. Medovis Foley-Katheter zeichnen sich durch hohe Drainageleistung und geringe Inkrustationsneigung aus. Die Messgenauigkeit des Temperatursensors liegt bei $+0,1^{\circ}\text{C}$ / $-0,2^{\circ}\text{C}$ über einen Temperaturbereich von $25-45^{\circ}\text{C}$.



- Aus transparentem Silikon
- Farbcodierter Schrumpfschlauch zur leichten Größenerkennung
- Messgenauigkeit $+0,1^{\circ}\text{C}$ / $-0,2^{\circ}\text{C}$
- Messbereich $25-45^{\circ}\text{C}$
- Latexfrei
- Steril
- Einmalgebrauch
- Liegedauer von bis zu 29 Tagen
- Inklusive Intubationsstift in den Größen 8 und 10 Ch



Ballon
eng anliegend mit
weichem Übergang
zum Katheterschaft



**Farbkodierter
Schrumpfschlauch**
zur leichteren
Größenidentifizierung



Weißer Konnektor
mit ergonomischem
Griff für sichere und
einfache Handhabung



Foley-Katheter

| Artikelnummer | Größe | InnenØ / AußenØ | Ballon | Gesamtlänge | Einführlänge | Messbereich | Farb Code | Stk / Pkg |
|---------------|-------|-----------------|--------|-------------|--------------|-------------|-----------|-----------|
| CT30808S | Ch 8 | 1,6 / 2,7 mm | 3 ml | 31 cm | 24,5 cm | 25 - 45° C | hellblau | 10 |
| CT31005S | Ch 10 | 1,8 / 3,3 mm | 5 ml | 31 cm | 24,5 cm | 25 - 45° C | schwarz | 10 |
| CT31210S | Ch 12 | 2,4 / 4,0 mm | 15 ml | 41 cm | 34,5 cm | 25 - 45° C | weiß | 10 |
| CT31410S | Ch 14 | 2,4 / 4,7 mm | 15 ml | 41 cm | 34,5 cm | 25 - 45° C | grün | 10 |
| CT31610S | Ch 16 | 2,7 / 5,3 mm | 30 ml | 41 cm | 34,5 cm | 25 - 45° C | orange | 10 |
| CT31810S | Ch 18 | 2,7 / 6,0 mm | 30 ml | 41 cm | 34,5 cm | 25 - 45° C | rot | 10 |

Stecker-Adapter

| Artikel-Nr. | Beschreibung |
|-------------|---|
| TZ0010200 | GE-Klinkenstecker gerade für YSI 400-Serie, Länge 3 m oder 5 m |
| TZ0030200 | HP/Philips-Rundstecker kompatibel für YSI 400-Serie, Länge 3 m oder 5 m |
| TZ0040200 | Siemens/Dräger-Rundstecker kompatibel für YSI 400-Serie, Länge 3 m oder 5 m |
| TZ0060200 | Mindray-Rundstecker kompatibel für YSI 400-Serie, Länge 3 m oder 5 m |

Alle Größen sind auch inkl. Glycerinspritze erhältlich!

