

Inzisionshilfen Octaheel Baby

zur nahezu schmerzfreien Entnahme
von Fersenblut



JETZT NEU:
Verbesserte
Ergonomie

Kein Quetschen oder Drücken der Ferse notwendig –
einfach und sicher Blut entnehmen.

- **Benutzersicherheit** – Klinge vor und nach dem Gebrauch vollständig abgedeckt.
- **Benutzerfreundlichkeit** – Vorgeladen, Aktivierung per Knopfdruck.
- **Patientensicherheit** – Nur für den Einmalgebrauch bestimmt, nicht wiederverwendbar. Sterilisiert mittels Gammastrahlung.
- **Patientenkomfort** – Ultrascharfe Klinge mit hochschneller Aktivierung und kontrollierter Penetrationstiefe gewährleistet minimales Trauma und schnelle Heilung.
- **Optimaler Blutdurchfluss** – Die kontrollierte Klingebewegung optimiert den Blutdurchfluss.

Für Frühgeborene

Größe	Farbe	Art.-Nr.	Abmessungen	Blutvolumen	VE à [Stk.]
XS	Grün	335313	Tiefe: 0,65 mm, Länge: 1,40 mm	> 50 µl	50
S	Orange	334313	Tiefe: 0,85 mm, Länge: 1,75 mm	> 80 µl	50

Für Neugeborene

Größe	Farbe	Art.-Nr.	Abmessungen	Blutvolumen	VE à [Stk.]
M	Gelb	333313	Tiefe: 1,00 mm, Länge: 2,50 mm	> 120 µl	50
L	Pink	332313	Tiefe: 1,14 mm, Länge: 2,80 mm	> 150 µl	50

Für Kleinkinder

Größe	Farbe	Art.-Nr.	Abmessungen	Blutvolumen	VE à [Stk.]
XL	Blau	331313	Tiefe: 2,00 mm, Länge: 3,00 mm	> 200 µl	50

Punktionshilfen Sterilance

für einwandfreie Blutproben

KREIENBAUM
NEOSCIENCE

Punktionshilfen für Erwachsene

Ultrasafe

Punktion per Druckauslösung

Farbe	Art.-Nr.	Konfiguration	Einstichtiefe	VE à [Stk.]
Grün	393413	17G Klinge*	2,0 mm	100 (in 1.000 Box)
Lila	398413	28G Nadel	1,8 mm	100 (in 1.000 Box)
Gelb	394413	26G Nadel	1,8 mm	100 (in 1.000 Box)
Blau	397413	21G Nadel	1,8 mm	100 (in 1.000 Box)
Orange	395413	21G Nadel	2,2 mm	100 (in 1.000 Box)
Pink	396413	21G Nadel	2,8 mm	100 (in 1.000 Box)

* Klinge für höheres Blutvolumen



Sterilance Lite III

Punktion per Knopfauslösung

Farbe	Art.-Nr.	Konfiguration	Einstichtiefe	VE à [Stk.]
Grün	373213	18G Klinge*	1,8 mm	100 (in 1.000 Box)
Lila	374213	28G Nadel	1,8 mm	100 (in 1.000 Box)
Gelb	375213	26G Nadel	1,8 mm	100 (in 1.000 Box)
Blau	376213	26G Nadel	2,4 mm	100 (in 1.000 Box)
Orange	377213	21G Nadel	1,8 mm	100 (in 1.000 Box)
Pink	378213	21G Nadel	2,4 mm	100 (in 1.000 Box)

* Klinge für höheres Blutvolumen



- **Anwendersicherheit –**

Die Nadel ist vor und nach der Anwendung komplett abgedeckt.

- **Bedienkomfort –**

Vorgespannt, durch Druck bzw. Knopf auslösend.

- **Patientenkomfort –**

Hochwertige, ultrascharfe und 3-fach angeschrägte Nadel, hohe Einstichgeschwindigkeit.