



Universaltemperatursonde

KREIENBAUM
NEOSCIENCE


Weiche Universaltemperatursonde in 6 Fr

Die Körpertemperatur ist eine der fundamentalsten Vitalparameter unseres Organismus. Daher spielt die kontinuierliche Messung und Überwachung der Temperatur von Patienten in vielen Bereichen eine wichtige Rolle.

Mit der Universaltemperatursonde von Medovis kann die Körpertemperatur z.B. rektal, in der Speiseröhre oder auf der Hautoberfläche gemessen werden.

Vorteile:

- Universal einsetzbar von Frühchen bis zu Erwachsenen
- Nur 6 Fr groß, d.h. 50% kleiner als Standard 9 Fr Sonden
- Einwegprodukt
- Weiches, angenehmes Material
- PVC und Latex frei



Artikelnummer	Beschreibung	VE
TGN-1191-75	Universaltemperatursonde	25 Stk.



Die Universaltemperatursonde kann die Temperatur von Patienten auf Monitoren wie z.B. HP, Philips oder Siemens abbilden. Hierfür wird lediglich ein Adapterkabel benötigt.

Artikelnummer	Beschreibung	Länge
TZ0010200	GE-Klinkenstecker gerade	3 oder 5 m
TZ0030200	HP/Philips-Rundstecker	3 oder 5 m
TZ0040200	Siemens/Dräger-Rundstecker	3 oder 5 m
TZ0060200	Mindray-Rundstecker	3 oder 5 m

Weitere Adapterkabel für gängige Monitorsysteme sowie auch für Inkubatoren sind auf Anfrage erhältlich!

