




Transilluminator für Neonaten

KREIENBAUM
NEOSCIENCE

Transilluminator für Neonaten

Der Transilluminator Disposable NeoGlo® ist ein kleines, tragbares Gerät mit einer Lichtquelle, die es ermöglicht Venen, Arterien und weitere innere Strukturen bei einer Untersuchung einfach zu illuminieren.



Produktvorteile:

- Weiße oder rote LEDs zur Durchleuchtung
- Leicht und kompakt
- Für den patientenbezogenen Gebrauch konzipiert, um Kreuzkontaminationen zu vermeiden
- Glatte Oberfläche für leichte Desinfektion mit einem in Alkohol getränkten Tuch
- In einer praktischen 10er Box erhältlich



Nutzbar an jeder USB-Stromquelle wie Powerbank, Monitor, Laptop etc.

Artikelnummer	Farbe der LEDs	Farbe des Kabels	VE
N5536RD	Rot	Schwarz	10 Stück/Box
N5536WH	Weiß	Weiß	10 Stück/Box

