



Venenfinder Accuvein AV500

KREIENBAUM
NEOSCIENCE

Venenfinder AccuVein AV500

Durch seinen einzigartigen Laserprojektor (Laser der Klasse 1) bildet der Venenfinder AccuVein AV500 das venöse Gefäßsystem in Echtzeit ab. Venenklappen und Gefäßverzweigungen werden sofort sichtbar. Somit ermöglicht das AccuVein-System eine komfortable und patientenfreundliche Blutentnahme auch bei schwierigen Venenverhältnissen.

>> **Auch in den MRT Zonen 1,2 und 3 nutzbar!**



Anwendungsgebiete

Anästhesie, Notaufnahme, Intensivstation, Onkologie und Pädiatrie, speziell bei adipösen Menschen sowie bei Patienten mit dunkler oder gefleckter Haut.

Eigenschaften:

- Echtzeit-Projektion der Venenstruktur in grün
- Extrem bedienerfreundlich
- Drei Helligkeitsstufen
- OLED Display mit vereinfachter Benutzeroberfläche
- Keine Kalibrierung notwendig
- Kompakte Größe, nur 275 g schwer
- Stoßsicheres Gehäuse
- Keine Lüfter, leicht zu desinfizieren
- 3 Stunden Dauerbetrieb

Technische Spezifikation

Artikelnummer	AV-500
Gewicht	275 g
Abmessungen	5 x 6 x 20 cm
Dauerbetrieb	ca. 3 Stunden
Aufladezeit	ca. 3 Stunden
Batterie	Li-Ionen 3,6 V - 3.100 mAh

78%

Verkürzung der
Durchführungs-
zeit

92%

Zunahme
erfolgreicher
Erstversuche

45%

Abnahme von
Anfrage zur
Unterstützung

39%

Schmerz-
reduzierung

Zubehör



Rollständer AccuVein

(Art.-Nr.: HF580)

- Nahtloser Haltearm für einfache Höhenverstellung, sanfte Armrotation und verbesserte Manövrierfähigkeit
- Integrierte Ladefunktion
- Unterbringung für Stromkabel
- Durch Fußbetätigung aktivierbare Radbremsen
- Abnehmbarer Kunststoffkorb für Utensilien



Handfreie AccuVein-Station

(Art.-Nr.: HF510)

Tischbefestigung zum
freihändigen Arbeiten,
(ohne Ladefunktion).

