



**Stillhilfe
Neotech Bridge®**

KREIENBAUM
NEOSCIENCE

Neotech Bridge® - Stillhilfe für die mögliche Zufütterung während des Stillens

Die Stillhilfe ermöglicht eine Nahrungsergänzung während der Stillzeit, wodurch die natürliche Milchproduktion angeregt wird. Dadurch werden auch Stillunterbrechungen verhindert, die zu weiteren Still- und Versorgungsproblemen führen können. Das Produkt kann zur Bereitstellung von Kolostrum, abgepumpter Milch, angereicherter Muttermilch oder Säuglingsnahrung verwendet werden.

Weitere Vorteile sind:

- Präzise Steuerung von Nahrungsergänzungsmittelfluss, -rate und -zeitpunkt
- Spritzengröße variabel
- Benötigt kein Pflaster
- Kann bis zu 7 Tage lang genutzt werden
- Haut-zu-Haut-Kontakt wird aufrecht erhalten
- Natürliches Gefühl durch dünnes medizinisches Silikon

Indikationen:

- **Verzögerte Milchproduktion**
- **Geringe Milchversorgung**
- **Säugling mit langsamer Gewichtszunahme**
- **Flach- oder Hohlwarzen**



Vorteile bei Flach- oder Hohlwarzen:


Die Brustwarzen einer Mutter können sehr unterschiedlich sein, die Stillhilfe bietet in jedem Fall dem Baby eine Oberfläche zum Anlegen. Das wird dadurch erreicht, dass das Produkt über eine außergewöhnlich dünne Brustwarzenschale verfügt, die sich anders anpasst als ein herkömmlicher Brustwarzenschutz und somit eine Vielzahl von Brust- und Brustwarzengrößen berücksichtigt. Das Produkt vermittelt stillenden Müttern das Gefühl einer Stimulation/Dehnung der Brustwarze während des Fütterns, da die Brustwarze in den Hohlraum der Brücke angesaugt wird.



Artikelnummer	Produkt	VE
N8001-5	Neotech Bridge	5 Stk./Box
N8001-30	Neotech Bridge	30 Stk./Box



Neotech Bridge®



Die Stillhilfe besitzt eine längere Brustwarzenschale mit einem sanfteren Übergang, um mehr Möglichkeiten für die Tiefe des Ansaugens zu bieten. Während die Basis 23,8 mm beträgt, ist die Spitze nur 16mm schmal.



04260642894597