

# Hypothermiefolie Wrabbit

Die Spezialfolie schützt Früh- und Neugeborene vor postnatalem Wärme- und Feuchtigkeitsverlust.



- Weich und anschmiegsam
- Kann die komplette Körperoberfläche bedecken
- Hautfreundliche Materialien (Oberflächenmaterial Polyurethan)
- Durchsichtig und nur 150 µm dünn
- Klebt nicht an Haut oder Handschuhen
- Individuelle Anpassung an die Patientengröße möglich
- Im Inkubator verwendbar
- In drei Größen erhältlich und somit auch für Frühgeborene mit einem Körpergewicht < 1.000 g
- Mit weicher Vlieseinlage (kann auch bei Bedarf entfernt werden)
- Einmalprodukt
- Frei von Latex, DEHP und BPA

**Jetzt  
in Vakuum-  
verpackung –  
kompakt, leicht  
& hygienisch!**




| Art.-Nr. | Größe | Produktmaße  | Körpergewicht   | VE à [Stk.] |
|----------|-------|--------------|-----------------|-------------|
| 9283010  | S     | 38 x 16,3 cm | < 1.000 g       | 10          |
| 9283110  | M     | 50 x 21,0 cm | 1.000 - 2.000 g | 10          |
| 9283210  | L     | 67 x 28,5 cm | > 2.000 g       | 10          |

# TECOtherm® Geräte & Produkte

Ab sofort sind wir exklusiver Service- und Vertriebspartner für alle TECOtherm® Geräte und Produkte auf dem deutschen Markt. Anfragen zur Wartung, Reparaturen und Ersatzteilen können Sie gerne direkt an uns richten.

Bei uns erhalten Sie auch die **TECOtherm® Matten (TCmatt NEO)** für das derzeitige Hypothermiesystem TECOtherm® Neo.

| Art.-Nr. | Beschreibung                                    | Haltbarkeit           | VE à [Stk.] |
|----------|-------------------------------------------------|-----------------------|-------------|
| 6427410  | Einwegmatte TCmatt NEOsingle für TECOtherm® Neo | /                     | 10          |
| 6426801  | Mehrwegmatte TCmatt NEOmulti für TECOtherm® Neo | 12 Monate nach Öffnen | 1           |



## Hypothermiesystem ineo

Das Hypothermiesystem TECOtherm® ineo wurde speziell für die neonatale intensivmedizinische Anwendung entwickelt. Das Gerät befindet sich aktuell noch in der Zulassungsphase nach MDR.


- Kompakte und leichte Bauweise
- Geräuscharm durch adaptive Lüftersteuerung
- Kleine Standfläche
- Antimikrobielles Hydrauliksystem  
(keine aufwändige Reinigung mit chemischen Mitteln)
- Intuitive Menüführung
- Inklusive Akku
- Geringer Serviceaufwand durch modulare Bauweise

**Für das Datenmanagement verfügt das Gerät über folgende Vorteile:**

- Modulare, austauschbare Datenschnittstelle
- Echtzeitausgabe von Behandlungsparametern
- Export der Behandlungsprotokolle und Servicedaten möglich

**Das Gerät wird zusammen mit Matten der neusten Generation verwendet und wird samt Starter Kit geliefert. Hier überzeugt das neue Gerät durch:**

- Innovatives Layout für schnelle und homogene Wärmeübertragung
- Optionale, weiche Auflage für Liegekomfort mit guter thermischer Ankopplung
- Puck-Effekt für bessere Wärmekontrolle



**Neugierig  
auf das neue Gerät?  
Dann lassen Sie sich  
unverbindlich auf die  
Interessentenliste  
setzen!**

