

Kleine
Helfer mit
großer
Wirkung!

Fixierhilfen

KREIENBAUM
NEOSCIENCE

Fixierhilfen für Sonden


Je nach Patientengruppe und Anforderungen
bieten wir verschiedene Produkte an.

Unsere Lösungen für Früh- und Neugeborene


Ernährungs sondenfixierung NeoSnug

Die Fixierung für Ernährungs sonden hat eine **einzigartige Form** um diese **nasennah** zu befestigen. Das Zwei-Laschen-System verhindert das Verrutschen der Ernährungs sonde und reduziert die Spannung auf dieser. Die Hydrokolloid Kleebasis ist hautfreundlich und das non-woven Material schmiegt sich schön ans Gesicht an. Als Set für linke und rechte nasale Ernährungs sonden verpackt.

Zur Fixierung oral liegender Ernährungs sonden ist NeoSnug oral bestens geeignet. Es hat die ideale Form zur Fixierung der Ernährungs sonde unter den Lippen am Kinn.



Art-Nr.	Produkt	Maße	VE à [Stk.]
N7014-15	NeoSnug Micro	38 x 20,4 mm	30/Box (d.h. 15 Sets)
N7015-15	NeoSnug Small	50 x 25 mm	30/Box (d.h. 15 Sets)
N7025-40	NeoSnug Oral Small	44,5 x 19 mm	40/Box



N7014



N7015



N7025

Mit
Hydro-
kolloid

Anwendungsdauer



Hautfreundlichkeit



Sonden- und Schlauchfixierung EZ-Hold®

Die **vielseitig einsetzbaren** Halter für Sonden und Schläuche sind optimal zur Fixierung von Sauerstoffbrillen, Magensonden, aber auch von z. B. Blasenkathetern am Oberschenkel. Die Basis ist aus hautfreundlichem Hydrokolloid. Die Halter besitzen Flügelklappen zum einfachen Öffnen und Wiederverschließen, so dass Schläuche und Sonden nur minimal belastet werden.

Produkt	Art.-Nr.	VE à [Stk.]
EZ-Hold® Mini	N756	100
EZ-Hold® Standard	N757	100
EZ-Hold® X-Large	N758	100



N756



N757



N758

Anwendungsdauer



Hautfreundlichkeit



Sondenfixierungspflaster Mini Clear Grip

- Einfache Anwendung
- Die Haut kann noch atmen, trotzdem hält die Sonde sicher
- Exakte Fixierung durch zusätzliche Lasche, so dass das Pflaster nicht immer wieder von der Haut gelöst werden muss
- Durch das transparente Design kann die Haut beobachtet werden
- Der Kleber ist auf Silikonbasis und besonders hautfreundlich


Mit
Silikon



Anwendungsdauer



Hautfreundlichkeit



MCG-50

Produkt	Art.-Nr.	Farbe	Größe	VE à [Stk.]
Mini Clear Grip	MCG-50	Transparent	40 x 18 mm	50

Fixierhilfen für Sonden

Unsere Lösungen für Kinder & Erwachsene

Fixierung für Ernährungssonden Grip-Lok

Speziell entwickelt für die sichere und komfortable Fixierung von Sonden, Kathetern und Schläuchen. Die Bewegungen und das Herausziehen dieser wird verringert – für eine bessere Patientenversorgung.

- Bietet hervorragende Fixierung für sowohl vertikale als auch horizontale liegende Sonden o.ä. sowie bei versehentlichen Zugkräften
 - Doppellagig – schützt die Haut vor Reibungen durch Bewegungen der Sonde
 - Bei Positionswechsel muss nur die obere Lasche geöffnet werden
- Aus weichem und flexiblem Vliesstoff
 - Hypoallergen, atmungsaktiv und mit latex-freiem, sehr starkem Klebstoff
 - Niedriges Profil ohne harte Kunststoffteile o.ä.
 - Kann problemlos mit Handschuhen platziert und angepasst werden
 - Steril verpackt



Anwendungsdauer



Positionsstabilität

Art-Nr.	Länge	VE à [Stk.]
2100ANG	3,8 cm	100



Sondenfixierungspflaster Clear Grip

- Einfache Anwendung
- Die Haut kann noch atmen, trotzdem hält die Sonde sicher
- Exakte Fixierung durch zusätzliche Lasche, so dass das Pflaster nicht immer wieder von der Haut gelöst werden muss
- Durch das transparente Design kann die Haut beobachtet werden



Produkt	Art.-Nr.	Farbe	Größe	VE à [Stk.]
Clear Grip	CG-30	Transparent	60 x 26 mm	30

Anwendungsdauer

Positionsstabilität

CareTip Grip

- Sichere Fixierung von Sonden, Schläuchen, Sauerstoffbrillen etc.
- Kompakt und hautfreundlich
- Rundes Design ohne ablösende Ecken, dezente hautfarbene Optik
- Einfache Anwendung – schnell anzubringen und zu entfernen



Anwendungsdauer

Positionsstabilität

Fixierhilfe für Kanülen


Unsere Lösung für Früh- und Neugeborene

Viggo-Pflaster Little Owl

Die Viggo-Kanülenfixierpflaster Little Owl fixieren periphere Zugänge absolut sicher. Die spezielle Materialbeschaffenheit garantiert Wasserundurchlässigkeit und schützt vor Kontamination von außen.

- Luftdurchlässig mit wasserfester Beschichtung
- Verstärkte Bereiche für bessere Stabilität der Kanüle, minimiert Gefahr des „Viggo-Ziehens“
- Spezieller Rahmen für leichteres Aufkleben, verhindert Zusammenkleben oder Verdrehen
- Transparenter Bereich zur Kontrolle der Punktionsstelle
- Der U-förmige Einschnitt ermöglicht Überkreuzen der Flügel für besseren Halt
- Leicht und schmerzfrei abzulösen
- Steril verpackt

Größe	Art.-Nr.	VE à [Stk.]
Small (3,5 x 4,7 cm)	812016	50
Medium (5,0 x 6,0 cm)	812001	50



Anwendungsdauer



Hautfreundlichkeit



Unsere Lösung für Kinder & Erwachsene

Kanülenfixierpflaster Securasite IV Transparenter Filmverband

Kanülenfixierpflaster mit großem, transparentem Fenster zur Begutachtung der Einstichstelle sowie der Haut allgemein. Der Verband führt zu einer wasserdichten und sterilen mikrobiellen Barriere von außen bei gleichzeitiger Wasserdampfdurchlässigkeit für die Haut.

- Intuitive Handhabung
- Atmungsaktiv
- Hypoallergener Kleber
- 7 Tage Liegedauer
- Inkl. zwei Fixierstreifen zur Sicherung der Kanüle und Dokumentationsstreifen

Art.-Nr.	Größe	VE à [Stk.]
IVD-0557	5,0 x 5,7 cm	100



Anwendungsdauer



Positionsstabilität



Gut zu wissen:

Fixierhilfen auf Hydrokolloid-Basis

Sind formanpassend, sorgen für ein feuchtes Wundmilieu und fördern dadurch die Wundheilung. Lassen sich schmerzfrei entfernen.

Fixierhilfen auf Silikon-Basis

Besonders hautfreundlich und dadurch ideal für empfindliche Haut. Wiederverwendbar und repositionierbar.

Fixierhilfen mit Acrylklebstoff

Standardkleber mit starker Haftung auch bei Bewegung oder Feuchtigkeit. Kostengünstiger in der Herstellung.

Fixierhilfe für Blasenkatheter

Unsere Lösung für Kinder & Erwachsene

Fixierung für Blasenkatheter Grip-Lok

Zur sicheren und komfortablen Fixierung von Foley-Katheter. Geeignet für Katheter aus Silikon und nicht-Silikon in den Größen 12 – 30 Fr.

Art.-Nr.	Länge	VE à [Stk.]
3600PFC	8,9 cm	100

Anwendungsdauer
☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Positionsstabilität
☐ ☐ ☐ ☐ ☐



Fixierhilfen für vielfältige Anwendungen

Unsere Lösungen für Früh- und Neugeborene

Silikon-Haftpflaster SoftSil™

Spezielles Haftpflaster aus flexiblem, medizinischem Vliesstoff und sanftem **Silikonkleber**. Dient als Hautschutz oder -barriere an empfindlichen Körperstellen, wie z.B. Knie oder Ellenbogen, die anfällig für Reibung sind. SoftSil™ ist ideal für die empfindliche Haut von Neugeborenen und kann auf die gewünschte Größe zugeschnitten werden. Eine Neupositionierung ist gut möglich, ohne die Haut zu beeinträchtigen.

Anwendungsdauer



Hautfreundlichkeit



Art.-Nr.	Größe	VE à [Stk.]
N745	70 mm x 51 mm	100



Hydrokolloid-Strips NeoBond® (Art.-Nr.: N741, VE à 50 Stk.)

Die Streifen auf **Hydrokolloidbasis** sind eine besonders hautschonende Alternative zu Klebestreifen. Sie sind ideal zur Fixierung von Schienen und besonders praktisch bei langfristiger Anwendung.

Anwendungsdauer



Hautfreundlichkeit



Unsere Lösung für Kinder & Erwachsene

Hydrokolloid-Rolle NeoBond® Roll (Art.-Nr.: N742)

NeoBond® Roll ist das praktische Pflaster zum Abschneiden. Die hautschonende Alternative zu üblichen Fixierungs-Pflastern.



Anwendungsdauer
☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Positionsstabilität
☐ ☐ ☐ ☐ ☐