



NeoLead® Elektroden

NeoLead Elektroden

Früh- und Neugeborene haben eine äußerst empfindliche Haut. Für sie wurden die Elektroden der NeoLead®-Serie entwickelt. Sie sind durch Hydrokolloid und Hydrogel besonders hautfreundlich. Zugleich halten sie bis zu 5 Tage auf der Haut – auch bei hoher Luftfeuchtigkeit. Dadurch gibt es weniger Fehlalarme und die Elektroden brauchen nicht so häufig gewechselt zu werden. Der Stress der Kinder wird gesenkt und das Personal entlastet.

VORTEILE

- **Extrem hautfreundlich**
 - **Bis zu 5 Tage anwendbar**
 - **Keine unbeabsichtigte Ablösung**
 - **Deutlich weniger Fehlalarme**
- **Geringerer Verbrauch an Elektroden**



N306CE

N300CE

N305CE

Produkt	Artikelnummer	VE	Abmessungen	Röntgendurchlässigkeit
Micro NeoLead®	N306CE	20 Stk.	10 x 25mm	ja
Mini NeoLead®	N300CE	20 Stk.	ø 19 mm	nein
Radiolucent NeoLead®	N305CE	20 Stk.	ø 26 mm	ja

Auch für
Homecare
geeignet!

Micro NeoLead® sind speziell für Frühgeborene unter 1.500 g Geburtsgewicht entwickelt worden und können auch an den Extremitäten fixiert werden!



Radiolucent NeoLead® Pädiatrie (5er Set)

- Speziell für das Hirnmonitoring
- Schonende Alternative zu Nadelelektroden
- Gute Ableitung bei niedrigen Impedanzwerten

Produkt	Artikelnummer	VE	Abmessungen	Röntgen- durchlässigkeit
Radiolucent NeoLead® Pädiatrie (5er Set)	N315CE	20 Stk.	ø 26 mm	ja

