

Babyflaschen

Sichere Sammlung, Aufbereitung, Lagerung und Fütterung von Muttermilch oder Fertignahrung im Krankenhaus Umfeld

- Einfrierbar und aufwärmbar
- Standard Flaschengewinde
- Kalibrierte, sehr gut lesbare Graduierung (entspricht den Anforderungen des Standards EN 14350-1)
- Kompatibel mit gängigen Milchpumpen
- Aus Kunststoffen mit Lebensmittel- bzw. medizinischer Zulassung hergestellt
- Hygienisch durch hermetischen Verschluss
- Hoch transparent
- In den Größen 50, 80, 120 und 240 ml erhältlich
- Auch für die orale Flüssigkeitstherapie geeignet



Spezielle Verschlusskappen ALPACA für die Pasteurisierung erhältlich!

Produkt	Art.-Nr.	Menge
50 ml, Großpackung	MEPA0106	1 VE = 3 Packungen à 70 Stk.
50 ml, einzeln	MEPB0106	1 VE = 130 Packungen à 1 Stk.
80 ml, Großpackung	MEPA0107	1 VE = 6 Packungen à 35 Stk.
80 ml, einzeln	MEPB0107	1 VE = 140 Packungen à 1 Stk.
120 ml, Großpackung	MEPA0108	1 VE = 6 Packungen à 35 Stk.
120 ml, einzeln verpackt	MEPB0108	1 VE = 140 Packungen à 1 Stk.
240 ml, Großpackung	MEPA0109	1 VE = 4 Packungen à 35 Stk.
240 ml, einzeln verpackt	MEPB0109	1 VE = 90 Packungen à 1 Stk.

Clean by manufacturing

Die Produkte werden vollautomatisiert unter sterilen Bedingungen innerhalb eines Reinraums Klasse 5 produziert. Bei einer Verarbeitungstemperatur von 220 ° und hygienischen Rahmenbedingungen entsteht ein sofort einsetzbares Medizinprodukt, welches als Clean by Manufacturing gekennzeichnet werden kann.

Still- und Ernährungshilfe FlowSpoon®

(Artikelnr.: MEPA0012, VE à 300 Stk./Box)

Die Still- und Ernährungshilfe FlowSpoon® unterstützt die Sammlung und Verabreichung von Kolostrum auf einfache aber effiziente Weise.

- Weich und flexibel
- Glatte Ränder
- Angemessenes Volumen von 6 ml
- Unterstützt das Stillen vom ersten Moment an
- Clean by Manufacturing
- Einzeln verpackt zum Einmalgebrauch
- Auch zur oralen Flüssigkeitstherapie geeignet
- Ablegen ohne Verschütten möglich



Trinksauger

Umfassendes und vielseitiges Sortiment an Trinksaugern. Durch verschiedene Größen und Geschwindigkeiten sind die Trinksauger für jede Situation passend.



- Mit verschiedenen Trinkgeschwindigkeiten
- Ergonomisch durch breite Auflage
- Passend für Standard Flaschengewinde
- Kein Kollaps des Saugers während des Trinkens möglich
- Kein Auslaufen durch einzigartiges, einteiliges Design des Rings und Saugers
- Aus Kunststoffen mit Lebensmittel- bzw. medizinischer Zulassung hergestellt
- Bissfest gemäß EN14350 (außer kleinste Größe)
- Clean by manufacturing und einzeln verpackt

Beschreibung	Farbe	Art.-Nr.	Trinkgeschwindigkeit	Trinkfluss	Geburtsgewicht	VE à [Stk.]
Trinksauger, small (Neonatologie)	Lila	MEPA0105	3 Stufen	Langsam	< 2,4 kg	140
Trinksauger, medium	Pink	MEPA0103	3 Stufen	Langsam	2,4 – 2,75 kg	140
Trinksauger, medium	Weiß	MEPA0104	3 Stufen	Schnell	2,4 – 2,75 kg	140
Trinksauger, medium	Mint	MEPA0118	3 Stufen	Extra schnell	2,4 – 2,75 kg	140
Trinksauger, large	Türkis	MEPA0101	3 Stufen	Langsam	>2,75 kg	140
Trinksauger, large	Gelb	MEPA0102	3 Stufen	Schnell	>2,75 kg	140
Trinksauger, large	Blau	MEPA0115	3 Stufen	Extra schnell	>2,75 kg	140

Trinkhilfe FlowCup®

Einfache und effiziente Trinkhilfe zur Sammlung und Verabreichung von abgepumpter Muttermilch oder Fertignahrung. Die Nutzung des FlowCup® beugt einer Saugverwirrung vor und erlaubt mit natürlicher Geschwindigkeit zu trinken.

- Einzigartiges Design
- Intuitive Handhabung (langsames Verabreichen durch einfaches Zusammendrücken)
- Unterstützt das Stillen vom ersten Moment an und wenn eine Stillpause notwendig ist
- Kein Auslaufen oder Verschütten
- Kein Vermischen von Milch und Speichel
- Clean by manufacturing
- Zum Einmalgebrauch
- Auch zur oralen Flüssigkeitstherapie geeignet
- Nutzbar auch bei vorliegender Cheiloschisis

Bezeichnung	Art.-Nr.	VE à [Stk.]
Still- und Ernährungshilfe FlowCup® M1 (mit Steg)	MEPE0111	140
Still- und Ernährungshilfe FlowCup® M2 (ohne Steg)	MEPE0113	140



Der FlowCup® ist in zwei Ausführungen erhältlich:

FlowCup® M1 wurde mit einem Steg entwickelt, der den Auslauf in zwei Bereiche teilt, und besitzt eine zentrierte Öffnung. Dadurch wird der Milchfluss kontrolliert. Dem Trinktempo vom Säugling kann so leicht gefolgt werden. Für die Neonatologie geeignet.

FlowCup® M2 wurde ohne Steg und mit einer tieferliegenden Öffnung designed, erlaubt aber dennoch ein langsames und kontrolliertes Verabreichen bis zum letzten Tropfen.