

Hypothermiefolie Wrabbit

Die Spezialfolie schützt Früh- und
Neugeborene vor postnatalem Wärme-
und Feuchtigkeitsverlust.



- Weich und anschmiegsam
- Kann die komplette Körperoberfläche bedecken
- Hautfreundliche Materialien
(Oberflächenmaterial Polyurethan)
- Durchsichtig und nur 150 µm dünn
- Klebt nicht an Haut oder Handschuhen
- Individuelle Anpassung an die Patientengröße möglich
- Im Inkubator verwendbar
- In drei Größen erhältlich und somit auch für
Frühgeborene mit einem Körpergewicht < 1.000 g
- Mit weicher Vlieseinlage
(kann auch bei Bedarf entfernt werden)
- Einmalprodukt
- Frei von Latex, DEHP und BPA

**Jetzt
in Vakuum-
verpackung –
kompakt, leicht
& hygienisch!**



Art.-Nr.	Größe	Produktmaße	Körpergewicht	VE à [Stk.]
9283010	S	38 x 16,3 cm	< 1.000 g	10
9283110	M	50 x 21,0 cm	1.000 - 2.000 g	10
9283210	L	67 x 28,5 cm	> 2.000 g	10



04260642893330