


Nutricare® Flo – Transnasale Ernährungs- sonde aus PUR


KREIENBAUM
NEOSCIENCE

- Offene, distale Spitze mit zwei seitlich versetzten Öffnungen (zur Reduzierung von Keimbeseidelungen durch Nahrungsreste)
- 30 Tage Liegedauer
- Mit Röntgenkontrollstreifen
- Längenmarkierung in cm
- Inklusive Fixierungspflaster

NEU
Mit offenem
Ende



Magensonde von GBUK



Milch wurde zu Darstellungszwecken mit Lebensmittelfarbe eingefärbt.

Magensonde vom Mitbewerber



STERIL

GEPRÜFT AUF BIS ZU
30
TAGE LIEGEZEIT